

P'tit BOBO HYPERTONIC NASAL SPRAY In case of blocked nose	P'tit BOBO HYPERTONIC NASAL SPRAY/ XỊT MŨI ƯU TRƯỞNG Giảm nghẹt mũi và khai thông đường thở
P'tit BOBO is a range of care and hygiene products for babies and young children. Did you know babies can only breathe through the nose? Did you know small children cannot blow their nose by themselves before they are 3 years old? Therefore, dry air, cold and dust, pollens, pollution can directly affect the child's breathing and thus cause difficulties with sleeping and feeding. Daily nasal hygiene is an important and effective method to avoid these unpleasant effects. P'tit BOBO consists of 2 sprays for the nose, which have been specifically designed for your baby and children from 1 month old: P'tit BOBO Isotonic Nasal Spray: Ideal for cleaning the nasal passages and for rinsing. Facilitates the blowing of the baby's nose. P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray: If your child has a blocked nose, use the P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray to clean and decongest the nose.	P'tit BOBO là dòng sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn có biết, trẻ sơ sinh chỉ có thể thở bằng mũi? Bạn có biết trẻ nhỏ không thể tự xì mũi trước khi chúng 3 tuổi? Vì vậy, không khí khô, lạnh và bụi, phấn hoa, ô nhiễm là những tác nhân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đường thở của trẻ và do đó gây khó khăn cho trẻ, đặc biệt khi ngủ và khi ăn. Vệ sinh mũi hàng ngày là phương pháp quan trọng và hiệu quả để dự phòng những tác động khó chịu có thể gây ra cho trẻ. Xịt mũi P'tit BOBO gồm 2 loại, được thiết kế dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 1 tháng tuổi: - Dung dịch xịt mũi đẳng trương P'tit BOBO Isotonic Nasal Spray: Lý tưởng để vệ sinh và làm sạch mũi hàng ngày. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỉ (xì) mũi của trẻ. - Dung dịch xịt mũi ưu trương P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray: Nếu con bạn bị nghẹt mũi, hãy sử dụng P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray để làm sạch và giúp mũi thông thoáng.
Why should I use the P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? To quickly decongest and relieve babies and children's blocked nose in case of cold, rhinopharyngitis and allergic rhinitis.	Tại sao bạn nên sử dụng P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? Để nhanh chóng giúp thông mũi và giảm tình trạng nghẹt mũi trong trường hợp cảm lạnh, viêm mũi họng và viêm mũi dị ứng.
What is the composition of the P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? This spray is composed of a hypertonic marine solution with marine trace	Thành phần trong P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? Xịt mũi P'tit BOBO hypertonic Nasal Spray là một dung dịch nước muối

elements and minerals (Moderate hypertonic seawater, equivalent to 15g/L salt). It is a 100% natural solution without preservatives. It helps to clean and decongest the blocked nose thanks to its higher concentrations of mineral salts and trace elements to the nasal mucosa cells. Its moderate hypertonicity guarantees an effective and gentle solution for your child's mucosa. The P'tit BOBO seawater is taken from a site in Brittany - France.	biển ưu trương (tương đương với hàm lượng muối 15 g/L) cùng các khoáng chất và nguyên tố vi lượng biển, một giải pháp 100% tự nhiên hoàn toàn không chứa chất bảo quản. Dung dịch ưu trương P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray giúp làm sạch và giảm nghẹt mũi khai thông đường thở nhờ nồng độ cao hơn của muối khoáng và các nguyên tố vi lượng so với các tế bào niêm mạc mũi. Tính ưu trương vừa phải của P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray mang lại giải pháp hiệu quả và làm sạch nhẹ nhàng cho con của bạn. P'tit BOBO được khai thác tại vùng biển sâu tự nhiên ở Brittany - Pháp.
How often should I use the P'tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? P'tit BOBO can be recommended for children and infants from 1 month, 1 to 2 sprays in each nostril, 2 to 3 times a day, preferably before feeding and sleeping time.	Liều dùng P'tit BOBO hypertonic Nasal Spray? P'tit BOBO hypertonic Nasal Spray phù hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 1 tháng tuổi. Liều dùng: Xịt nhẹ nhàng 1 - 2 nhát vào mỗi bên lỗ mũi, 2 - 3 lần mỗi ngày, đặc biệt trước giờ cho ăn và giờ đi ngủ của trẻ.

How do I use P'tit BOBO Hypertonic nasal spray? 1. Remove the protective cap and gently insert the nasal tip, adapted to children anatomy, into the child's right nostril while tilting its head slightly to the left side, but not tilting the head backwards. 2. Briefly apply pressure to the nozzle. 3. Allow the excess to run off and then wipe it away if necessary. 4. Repeat the same operation for the left nostril. 5. After use, clean the nozzle with tepid soapy water, then rinse it. If you should have any doubts, or if the symptoms persist longer than 5 days, consult your pharmacist or doctor.	Hướng dẫn sử dụng P'tit BOBO hypertonic nasal spray 1. Tháo nắp bảo vệ, nhẹ nhàng đưa đầu xịt vào lỗ mũi bên phải của trẻ trong khi hơi nghiêng đầu sang bên trái, không nên nghiêng đầu trẻ về phía sau. 2. Ấn nhẹ đầu xịt trong vài giây để phun dung dịch. 3. Để dung dịch dư kéo theo chất nhày chảy ra ngoài sau đó lau sạch nếu cần thiết. 4. Lặp lại thao tác tương tự cho lỗ mũi trái sau khi nghiêng đầu trẻ sang bên phải. 5. Sau khi sử dụng, vệ sinh vòi xịt bằng nước ấm có chút xà phòng nhẹ, tráng lại nhiều lần bằng nước sạch Vệ sinh vòi xịt bằng nước ấm sau khi sử dụng. Nếu cần thêm thông tin hoặc khi các triệu chứng không thuyên giảm sau 5 ngày, xin tham vấn ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
The spray should not be shared with others. Do not use in case of allergy, intolerance or hypersensitivity to one of the ingredients. PRECAUTIONS FOR USE: Class IIa medical devices. Warning. Pressurized container: may burst if heated. Keep away from heat, sparks, open flames, hot surfaces. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Stored at 8-35oC, in dry and cool place. Do not expose to temperatures exceeding 50oC/ 122oF. Keep out of reach of children. Do not use if the product is damaged in any way. Do not use after the expiry date stated on the packaging.	Không nên sử dụng chung vòi xịt cho nhiều người. Không sử dụng trong trường hợp dị ứng, không dung nạp hoặc quá mẫn với một trong các thành phần của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng: Thiết bị y tế nhóm IIa - Cảnh báo: Bình chứa áp suất, có thể nổ nếu quá nóng. Tránh để bình tiếp xúc bình với nguồn nhiệt cao, tia lửa, ngọn lửa hoặc các bề mặt nóng. - Không đâm thủng hoặc khoan, đốt bình xịt, ngay cả sau khi đã sử dụng. Bảo quản tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, ở nhiệt độ 8-35oC, nơi khô ráo, thoáng mát. Không để bình tiếp xúc với nguồn nhiệt trên 50oC/ 122oF. Tránh xa tầm với của trẻ em. - Không sử dụng khi sản phẩm bị hỏng do bất kỳ nguyên nhân nào. - Không sử dụng sau ngày hết hạn ghi trên bao bì sản phẩm

Shelf- life: 36 months from the manufacturing date. Batch number and expiry date are printed on the bottle.	Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Số lô sản xuất và HSD in trên bao bì sản phẩm.
Manufacturer and Holder: YSLAB 2, rue Félix Le Dantec 29000 Quimper - France MADE IN FRANCE. Last review update: 09-2018 Date of CE marking obtention: 2008	Nhà sản xuất và sở hữu sản phẩm: YSLAB 2, rue Félix Le Dantec 29000 Quimper - France MADE IN FRANCE. Ngày cập nhật lần cuối: 09-2018 Date of CE marking obtention: 2008
Distributor: Annam Pharma., JSC 16A, Lane 557 Nguyen Van Linh street, Saidong ward, Longbien district, Hanoi city, VIETNAM	Nhà phân phối: Công ty cổ phần dược phẩm An Nam - - Annam Pharma., JSC Số 16A, Ngõ 557 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng , Quận Long Biên Thành phố Hà Nội, VIỆT NAM

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ

