

# Healit RECTAN



## Viên đạn đặt hậu môn

### Đặc tính:

**Healit RECTAN** là giải pháp độc đáo điều trị vết thương cấp tính và mạn tính, các tổn thương da và niêm mạc, các vết nứt, rách tại khu vực trực tràng, hậu môn, hỗ trợ điều trị trĩ.

### Thành phần:

**Healit RECTAN** có hình viên đạn màu trắng, có thành phần là chất đồng trùng hợp Polymer (Copolymer) of 2-Hydroxyethyl Methacrylate (HEMA-HAS) trên cơ sở chất béo Witepsol W25.

### Cách sử dụng:

- Dùng đầu tròn của viên đạn đặt sâu vào hậu môn, tốt nhất sau khi đại tiện và làm vệ sinh cơ thể.
- Xé một viên khỏi vỉ tại vị trí đã đục lỗ sẵn, sau đó tách đôi vỏ để lấy viên ra.
- Hơi cùi người xuống để đưa viên đạn vào sâu trong hậu môn.
- Nếu không có chỉ định khác của bác sĩ, đặt **Healit RECTAN** 01 viên/ngày, tốt nhất vào buổi tối.

### Chống chỉ định:

Trong quá trình sử dụng **Healit RECTAN** chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Cảm giác kích ứng nhẹ trên da quanh hậu môn ở những bệnh nhân có độ mẫn cảm cao như hơi ngứa hoặc xót, không phải là những phản ứng có hại không mong muốn, nhưng cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị. Sử dụng **Healit RECTAN** có thể tăng khả năng nhuận tràng.

### Lưu ý:

Trong trường hợp xuất hiện những tác dụng phụ, nên dừng lại không sử dụng tiếp và thông báo cho bác sĩ điều trị. Để xa tầm tay trẻ em. Không sử dụng khi đã hết thời hạn sử dụng in trên bao bì. Thời hạn sử dụng được tính đến ngày cuối cùng của tháng ghi trên bao bì.

**Healit RECTAN** có cấu trúc cao phân tử nên không hấp thu vào cơ thể, sản phẩm có thể dùng cho mọi lứa tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú, trước khi sử dụng nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.

Khi bị tổn thương vùng hậu môn, trực tràng nên đặc biệt chú ý đến vấn đề vệ sinh cá nhân và chế độ đi đại tiện đều đặn. Do vậy nên uống đủ nước và tránh dùng thực phẩm nhiều gia vị, tăng cường sử dụng các thực phẩm có chứa nhiều chất xơ.

**Sản phẩm dùng để sử dụng dài ngày (nhiều nhất là 30 ngày). Nhà sản xuất khuyến cáo, sau khi sử dụng 7 ngày nếu không thấy thuyên giảm tình trạng bệnh, hoặc ngược lại làm tăng tình trạng bệnh, nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.**

### Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ 15°C- 25°C (trong vỏ PVC nguyên gốc của sản phẩm).

### Đóng gói:

5 viên hoặc 10 viên trong vỏ PVC định hình và trong bao phim.

### Nhà sản xuất:

VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic.