



Information leaflet:

STARBALM® **AQUA GEL HEAT PATCH**

*Read the information leaflet
carefully before use.*

STARBALM® AQUA GEL HEAT PATCH

STARBALM® Aqua Gel Heat Patch is a warm plaster and is a medical device.

STARBALM® Aqua Gel warm plasters can be used for symptomatic relief of muscular aches and painful joints. The STARBALM® Aqua Gel Heat Patches are flexible, with excellent affinity to the skin and comfortable to use on shoulders, back, knees and other moving body parts.

Usage

Make sure the area of application is cleaned and dry. Peel off the protective film and apply plaster to the affected area.

Each plaster can be used once.

Warnings

For external use only and apply on intact skin. Do not use around the eyes, mucous membranes, sensitive areas and/or irritated skin or hematomas. Do not use in case of hypersensitivity to any of the ingredients. Immediately stop using when irritation of the skin or an allergic reaction occurs. If symptoms persist, consult your doctor. The STARBALM® Aqua Gel Heat Patches should not be used on children under 12 years of age and on people with allergic reactions to medication and cosmetics. Do not use, without consulting your doctor, if you are pregnant or breast-feeding.

Storage

Keep out of reach of children. Store patches cool, dark and away from heat and light sources.



Tờ thông tin in rời:

STARBALM® **AQUA GEL HEAT PATCH**

Đọc tờ thông tin in rời kỹ trước khi sử dụng

STARBALM® AQUA GEL HEAT PATCH

STARBALM® có hình thức miếng dán ấm và là một công cụ y khoa.

STARBALM® Aqua Gel warm plaster có thể được dùng để làm giảm những triệu chứng đau nhức bắp thịt và khớp

STARBALM® Aqua Gel Heat Patch, với tính năng linh động, có độ dính bám độc đáo với da. Được sử dụng rộng rãi ở vùng vai, lưng, đùi và ở các bộ phận có tính năng di động.

Sử Dụng

Làm sạch và khô khu vực chấn thương, bóc lớp bảo vệ và dán thẳng lên vùng bị chấn thương. Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần.

Khuyến cáo

Chỉ sử dụng ngoài da và áp dụng sản phẩm lên thẳng da. Không sử dụng chung quanh mắt, màng nhầy, vết thương mở, những vùng da nhạy cảm hay dễ dị ứng. Ngưng sử dụng nếu da trở nên mẫn cảm với sản phẩm. Ngưng sử dụng nếu da bị ngứa hoặc có những phản ứng khó chịu. Nếu triệu chứng kéo dài, nên tham khảo với một bác sĩ. Không sử dụng sản phẩm Star Balm Aqua Gel Heat Patch với trẻ em dưới 12 tuổi hay người bị dị ứng với thuốc và mỹ phẩm. Không sử dụng sản phẩm này đối với phụ nữ mang thai hay đang cho con bú mà không tham khảo trước với bác sĩ gia đình.

Bảo Quản

Để xa tầm tay của trẻ em. Bảo quản nơi mát và tối, tránh ánh sáng và những nơi có nhiệt độ cao.