

Tờ hướng dẫn sử dụng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

# GIẢI ĐỘC GAN TUỆ LINH

## THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Cao Cà gai leo (*Solanum hainanense*).....250 mg  
Cao Mật nhân (*Eurycoma longifolia*).....250 mg  
Phụ liệu: Chất độn (460(i)); chất ổn định (468); chất chống đông vón (553(iii)); chất làm bóng (464,1521); phẩm màu (155).

## CÔNG DỤNG:

- Hỗ trợ điều trị viêm gan virus (đặc biệt là viêm gan virus B mạn tính thể hoạt động).
- Giúp bảo vệ và phục hồi tế bào gan, giúp tăng cường chức năng giải độc của gan, giúp giảm men gan.
- Giúp làm chậm sự phát triển của xơ gan, giúp tăng cường miễn dịch cơ thể.

## Chú ý:

- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
- Không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.
- Ngưng sử dụng nếu không dung nạp hoặc quá mẫn với một trong các thành phần trong công thức.

## ĐỐI TƯƠNG SỬ DỤNG:

Người bị men gan cao, chức năng gan suy giảm do viêm gan virus, viêm gan virus B mạn tính, xơ gan, người uống rượu bia nhiều, tiếp xúc với hóa chất độc hại.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 3 viên. Dùng trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau ăn 2 giờ.
- Để hỗ trợ điều trị viêm gan virus (đặc biệt là viêm gan virus B) nên dùng liên tục trong vòng 1 năm. Nếu xét nghiệm thấy nồng độ virus giảm thì có thể uống lâu dài cho đến khi xét nghiệm âm tính HBsAg.
- Uống để giải độc rượu: Uống mỗi lần 6 viên trước khi uống rượu và 6 viên sau khi uống rượu.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất, NSX và HSD ghi trên nhãn chính của sản phẩm.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

**SỐ XNCB: 5602/2016/ATTP-XNCB**

## CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ PHÂN PHỐI BỞI: CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Tầng 5, Toà nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

ĐT: 024.62824344 Fax: 024.62824263 Web: www.tuelinh.vn

## SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USAPHA

Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

## CHỐNG LÀM NHÁI, LÀM GIẢ

Nhãn lọ Giải độc gan Tuệ Linh được dán bằng công nghệ ép nhiệt hiện đại, nhãn dính liền vào vỏ lọ và không thể bóc ra được bằng tay.