

POG MOL[®]

Gel bôi đặt âm đạo

Đến từ Canada

Hộp 1 tuýp gel bôi âm đạo

THÀNH PHẦN

Mỗi tuýp gel bôi đặt âm đạo có chứa

Acid lactic 225mg

Natri hyaluronat 5mg

Thành phần khác: propylen glycol, hydroxyethyl cellulose, natri hydroxid, tinh dầu lá Hương Thảo, chiết xuất Cúc La Mã, natri chlorid, natri benzoat, kali sorbat, nước.

Công dụng

- Phục hồi, duy trì cân bằng pH âm đạo.
- Hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa.
- Hỗ trợ trong các trường hợp kích ứng/ ngứa ở âm đạo, âm đạo ra khí hư và có mùi khó chịu.

Hướng dẫn sử dụng

1. Vặn xoắn phần đầu của tuýp để tháo rời phần này và ngồi ở tư thế thoải mái.
2. Nhẹ nhàng đưa phần đầu nhỏ của tuýp vào trong âm đạo. Bóp tuýp cho đến khi bơm gel ra hết.
3. Tiếp tục bóp trong khi từ từ đưa tuýp ra khỏi âm đạo. Loại bỏ tuýp sau khi sử dụng.
4. Rửa sạch tay với xà phòng và nước. Lau khô tay bằng khăn sạch.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG PHỤ, BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN / LƯU Ý: XIN ĐỌC TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG.

XUẤT XỨ: CANADA

Nhà sản xuất: **PALCARE ENTERPRISES INC**

Địa chỉ: 4525 Juniper Pl., Victoria, British Columbia, Canada

Phân phối nhĩa nam hời.