

Hướng dẫn sử dụng

# LAFORIN daily

**Thành phần:** Thymol, menthol, methyl salicylat, kẽm gluconat, natri florid, natri hexametaphosphat, natri benzoat, D-Panthenol, chất tạo màu, hương liệu, nước tinh khiết.

**Quy cách đóng gói:** Hộp 1 chai 500 ml.

**Đặc điểm:**

- Vệ sinh răng miệng hàng ngày
- Giúp hơi thở thơm mát
- Dự phòng và làm giảm các trường hợp viêm họng, phòng ngừa lây lan vi khuẩn, virus qua đường họng. Hỗ trợ làm giảm nhiệt miệng, loét miệng, viêm nha chu.
- Giúp răng sáng và chắc khỏe, làm sạch mảng bám, ngăn ngừa tình trạng chảy máu chân răng, viêm nướu

**Chống chỉ định:**

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

**Hướng dẫn sử dụng:**

**Người lớn**

Súc miệng với 20 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2 – 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy nhu cầu sử dụng.

Trong phẫu thuật răng miệng: Cần được hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị.

Đối với trường hợp viêm lợi: Nên sử dụng trong khoảng 1 tháng.

Đối với trường hợp loét tái diễn và nhiễm nấm Candida miệng: Nên được sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.





**Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:**

Liều dùng như người lớn.

**Trẻ em dưới 12 tuổi:**

Không nên sử dụng, khuyến cáo sử dụng Laforin baby phù hợp đối tượng trẻ em

Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước với 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn.

	Mở nắp chai ngược chiều kim đồng hồ
	Bóp vào thân chai để dịch tràn lên cốc liền chai đến thể tích như liều lượng hướng dẫn
	Sử dụng lượng dịch trong cốc liền chai
	Làm sạch nắp và đáy nắp

**Cảnh báo và thận trọng:**

Không được nuốt

**Bảo quản:** Nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất, 6 tháng kể từ ngày mở nắp

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín,  
thành phố Hà Nội