

Xịt vệ sinh

GYNOFEN

360

Công nghệ xịt ngược

Thành phần:

Purified Water, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Piper Betle Leaf Extract (Chiết xuất lá Tràu Không) (and) Propylene Glycol (and) Water, Centella Asiatica Extract (and) Aspergillus Ferment (and) Butylene Glycol (and) 1,2-Hexanediol (and) Ethyl Hexanediol, Water (and) Butylene Glycol (and) Phaseolus Radiatus Seed Extract (Chiết xuất hạt Đậu Xanh) (and) Ethyl Hexanediol (and) Phenoxyethanol, Betaine, Dipotassium Glycyrrhizate, Hexamidine Diisethionate, Chlorhexidine Digluconate, Melaleuca Alternifolia Essential Oil, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Menthol, Lactic Acid, Allantoin, Disodium EDTA, Fragrance.

Mục đích sử dụng:

Dùng xịt vệ sinh vùng kín, không cần rửa lại với nước; Giúp: làm sạch, khử mùi hôi, làm dịu mát da vùng kín khi bị ngứa rát, khó chịu, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, cho vùng kín thoáng sạch. Góp phần ngăn ngừa vi khuẩn gây viêm nhiễm, nấm ngứa vùng kín.

Sản phẩm có độ pH cân bằng.

Đối tượng sử dụng: Dùng để làm dịu mát da vùng kín trong các trường hợp:

Phụ nữ bị viêm nhiễm vùng sinh dục gây ngứa, khí hư, huyết trắng

Phụ nữ bị viêm âm hộ âm đạo

Phụ nữ bị viêm nhiễm hoặc có nguy cơ tiếp xúc với virus HPV, mụn rộp sinh dục do Herpes.

Dùng được cho phụ nữ mang thai.

Hướng dẫn sử dụng:

Xịt vài lần để môi dung dịch. Để đầu chai xịt cách vùng cần xịt khoảng 5-7 cm, xịt dứt khoát 2-3 lần vào vùng cần tác dụng, để khô tự nhiên.

Ngày xịt 2-3 lần hoặc nhiều hơn, tùy vào mức độ ngứa.

Lưu ý:

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Dược Phẩm Monapharm Hà Nam (Nhà máy dược phẩm)

Địa chỉ: Khu tái định cư tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Tiêu chuẩn: TCCS

Số CB: 21877/24/CBMP-HN

Sản xuất tại Việt Nam



Quét mã Zalo để nhận tư vấn
trực tiếp từ Dược Sĩ



Điện thoại tư vấn:
0963460883